

Safety Mat – mata ewakuacyjna

Podręcznik użytkownika

Altix Sp. z o. o.

Wersja 07.10.2026

SAFETY CHAIR



Producent:
Safety Chair
71-75 Shelton Street,
Londyn WC2H 9JQ,
Wielka Brytania
<https://safety-chair.com/>

Dystrybutor:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 246C
03-152 Warszawa
Tel: 22 510 10 90
<https://www.altix.pl/>

Serwis:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Robotnicza 1 lok. 710
25-662 Kielce
e-mail: serwis@altix.pl

Spis treści

Czym jest mata Safety Mat	2
Cechy maty Safety Mat	2
Jak transportować pacjenta	3
Specyfikacja	4

Czym jest mata Safety Mat

Mata ewakuacyjna Safety Mat umożliwia płynny i bezpieczny transport pacjentów z ograniczeniami ruchowymi po różnego rodzaju powierzchniach, w tym po betonie czy schodach. Matę przechowuje się w pokrowcu dołączonym do zestawu, umieszczanym na ścianie, na haku. W przypadku sytuacji awaryjnej matę należy wyjąć z pokrowca i rozłożyć na równej powierzchni.

Konstrukcja Safety Mat opiera się na dwóch warstwach pianki – dolnej, sztywniejszej, umożliwiającej przemieszczanie się po różnych powierzchniach (wykładziny, beton, nierówności typu schody) i górnej, miękkiej, zapewniającej pacjentowi komfort. Nosze wyposażono w pasy bezpieczeństwa i kieszeń na stopy. Oba te elementy stabilizują pozycję pacjenta. Na obu końcach maty znajdują się uchwyty do ciągnięcia. Wytrzymały spód maty ma śliską powłokę. Uchwyt przy zagłówku służy do kontrolowania prędkości podczas schodzenia po schodach. Do obsługi maty wymagana jest obecność jednej lub dwóch osób.

Cechy maty Safety Mat

- Mata jest przeznaczona do ewakuacji osób z ograniczoną mobilnością,
- może być używana na różnych powierzchniach, także na betonie i na schodach,
- mata powinna być przechowywana w ściennym pokrowcu (znajduje się w zestawie),
- mata składa się z dwóch warstw pianki,
- dolna warstwa pianki jest sztywniejsza i ułatwia przesuwanie maty po nierównych powierzchniach,

- górna warstwa zapewnia komfort osobie ewakuowanej,
- mata ma dwa pasy bezpieczeństwa i kieszeń na stopy,
- na obu końcach maty znajdują się uchwyty/pętle do ciągnięcia,
- spodnia powierzchnia maty jest pokryta materiałem o dużym poślizgu,
- pętla znajdująca się przy głowie służy do przytrzymywania maty podczas schodzenia ze schodów,
- maksymalny udźwig maty to 300 kg,
- producent przewiduje obsługę maty przez jedną lub dwie osoby.

Jak transportować pacjenta



Zdjęcie ilustruje transport pacjentki po schodach wykonywany przez dwie osoby. Pacjentka jest starannie spięta pasami, jej nogi znajdują się w kieszeni maty. Transportujący trzymają uchwyty maty od strony głowy i nóg pacjentki.

- Transport należy rozpocząć od pociągnięcia za żółty uchwyt, w celu uwolnienia maty z pokrowca,
- następnie należy rozłożyć matę na podłodze, miękką, bawełnianą stroną do góry,
- umieścić pacjenta na macie,
- mocno spiąć pasy zabezpieczające pacjenta,
- chwycić za jeden uchwyt lub w przypadku transportu po schodach za oba uchwyty,
- przetransportować pacjenta w bezpieczne miejsce.

UWAGA: Ze względu na kluczowe znaczenie urządzeń przeznaczonych do ratowania życia, zaleca się używanie osobnej maty ewakuacyjnej do ćwiczeń i szkoleń. Dzięki temu mata wykorzystywana w sytuacji rzeczywistego zagrożenia nie będzie zużyta, zapewniając bezpieczny i komfortowy transport pacjenta.

Specyfikacja

Wymiary po rozłożeniu:

- długość 190 cm,
- szerokość 60 cm,
- grubość 4 cm,
- waga 5,8 kg,
- udźwig 300 kg.